

Fauteuil LIBERTY

(Fauteuil VHP à pousser à inclinaison manuelle)



Le LIBERTY, est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant. Usage intérieur exclusif. Son repose-jambes est synchronisé à l'inclinaison du fauteuil.

Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression. Le LIBERTY est un **produit exclusif** sur le marché, D.M. agréé par le CERAH

Options :

Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin visco Classe II



Caractéristiques :

- **Hygiène optimale** : modules de couette **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Sécurité** : revêtement PVC/PU non feu M2.
- **Coloris** : 3 types de revêtements disponibles
PVC/PU : Cacao, Ebène, Framboise – **Velours déperlant** : Choco Edition, Black Edition –
Tissu chiné : Gris Chiné ou Marron Chiné.
- **5 Largeurs d'assise** : 30 cm, 36 cm, 42 cm, 48 cm et 54 cm.
- **Hauteur sol/siège** : 48 cm
- **Largeur hors tout du fauteuil** : largeur d'assise + 25 cm
- **4 Options disponibles** :
Tablette latérale - Cale tronc ajustable (droit/gauche) – Appareil de soutien partiel de la tête – Coussin Classe II

- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos
- Livré monté franco à l'unité.
- **Fabrication Française.**
- Poids du fauteuil : environ 33 kg
- **Garantie** : 2 ans

Aide à l'entretien :








La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le. Remplacer le revêtement si nécessaire.

Caractéristiques techniques :

| Largeur d'assise | Profondeur d'assise | Largeur hors tout | Hauteur assise | Hauteur hors-tous | Poids du fauteuil | Poids maxi utilisateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 300 mm 360 mm 420 mm 480 mm 540 mm | 480 mm | Largeur d'assise + 250 mm | 450 mm | 1320 mm | 33 kg | 130 kg |
| Normes non feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible | | | | | | |
| Normes non feu revêtement Velours et Tissus : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible | | | | | | |
| Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15mm / 1.5 kg | | | | | | |

